

mediven® fargeoversikt

Tilgjengelig fra 4 Oktober 2021

medi

Standard farger	Rundstrikk						Flatstrikk				
	mediven elegance	mediven comfort	mediven plus	mediven forte	mediven for men	mediven active	mediven 550 leg	mediven cosy	mediven mondi	mediven 550 arm	mediven esprit
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Navy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cashmere	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Caramel	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Sand							●	●	●	●	●
Rosé	●	○	●	○							
Bronze	●	○	●	○							
Beige	●	○	●	○							
White	○		○			●					
Brown					●	●					
Motefarger*											
medi Magenta	●		●				●	●	●	●	●
Blue-Jeans	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Grey	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Mango-yellow NY	●	●	●	●			●	●	●	●	●
Avocado-green NY	●	●	●	●			●	●	●	●	●

○ Standard farger med leveringstid på opp til 10 arbeidsdager.

* Motefarger med leveringstid på opp til 10 arbeidsdager. Kan ikke returneres..


Motiver i glitrende krystaller

Tilgjengelig for mediven elegance, mediven comfort, mediven plus, mediven forte og for alle flatstrikkede strømper til arm og ben.


Mønstre for flatstrikkede strømper

Mønstrene kan kombineres med alle standard- og motefarger og er tilgjengelige som Design-Elementer (ensfarget) og som Fashion-Elementer (to fargetoner).


Tilgjengelig for mediven 550, mediven cosy og mediven esprit.




Crystal



Pearl



Roségold



Stripes



Nature



Dots



Classic

Tiltenkt bruk:
Rund- eller flatstrikkede medisinske strømper, brukt for kompresjon av underekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.
Rund- eller flatstrikkede medisinske armstrømper og hansker, brukt for kompresjon av overekstremiteter, hovedsakelig for behandling av lidelser i venesystemet og lymfesystemet.

medi. I feel better.